



# DETARTRANT RADIATEUR

Réf. GMDE2 - 300 ml

Combat les surchauffes moteurs

**Aqua 5**



Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
GMDR	Métal 5 Détartrant radiateur	6	300 ml				 3 286071 860003

# Metal5

**RADIATEUR  
TRAITEMENT  
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT**



## DETARTRANT RADIATEUR

Réf. GMDE2 - 300 ml

TRAITEMENT RADIATEUR

# Metal5

## DETARTRANT RADIATEUR

**COMBAT LES  
SURCHAUFFES MOTEURS**

■ **DÉCOLLE**  
le tartre, la rouille & les boues

■ **DISSOUT**  
les sels de calcium

■ **ÉLIMINE**  
les micro-organismes  
responsables d'obstruction

■ **OPTIMISE**  
la circulation du liquide  
de refroidissement

■ **PRÉVIENT**  
les surchauffes  
moteur

**Aqua5**



À VERSER DANS LE RADIATEUR

Convient pour tout type de radiateur (plastique, aluminium, acier), et est compatible avec tous les liquides de refroidissement.

Sans danger pour les durites, joints, métaux et caoutchoucs.

### Décolle

le tartre, la rouille et les boues. Dissout les sels et élimine les micro-organismes responsables d'obstruction.

### Optimise

la circulation du liquide de refroidissement, et prévient les surchauffes moteur.

### Mode d'emploi :

Moteur froid et à l'arrêt, régler le chauffage sur « chaud ». Bien agiter le flacon, puis le vider dans le radiateur ou dans le vase d'expansion. Faire tourner le moteur pendant 30 mn environ. Vidanger ensuite une fois le moteur refroidi. Rincer abondamment à l'eau, avant de remplir le circuit de liquide de refroidissement neuf.

Un flacon permet de traiter les circuits contenant jusqu'à 12 litres de liquide de refroidissement.

Précautions d'emploi : Contient 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/les vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Éliminer le contenu / récipient dans une décharge agréée. Composition: moins de 5% d'agents de surface cationiques et de conservateurs (Benzisothiazolinone).

**SODITEN**  
ZA les Marchais - 28480 Luigny  
www.metal5.com

Vol. net :  
**300ml**

Ref : GMDR



Info consommateurs : + (33) 2 37 29 50 50

Soditen - ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - FRANCE  
Tél. : 02 37 29 50 50 - Fax : 02 37 29 55 00 - E-mail : contact@soditen.fr - www.metal5.com

**Société 100% Française**



10/21